

Скользящие простыни (полиэстер)

Техническое задание

Коды изделия:

ОКПД2	13.92.29.190
ТН ВЭД	6307909800

Скользящие простыни из полиэстровой ткани облегчают перемещение лежачих пациентов. По длинным сторонам полотен простыни расположены петли, которые позволяют сдвигать пациента в любом направлении и разворачивать его – полотна независимы друг от друга.

Рекомендуется для пациентов весом до 70 кг.

1. Скользящая простыня 2 полотна L (полиэстер) /артикул af003a_t/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по горизонтальной поверхности	соответствие
1.2.	Размеры: ширина полотна длина полотна количество полотен в комплекте	650 мм 1720 мм 2
1.3.	Материалы: полотно состав покрытия петли захвата	полиэстер 100% силикон кордокапроновая стропа
1.4.	Общие параметры: ширина стропы длина петель ряд петель по длинным сторонам каждого полотна количество петель по длинной стороне полотна общее количество петель на одном полотне	25 мм 195 мм соответствие 6 12
1.5.	Изображение:	соответствие



2. Скользящая простыня 2 полотна XL (полиэстер) /артикул af003c_t/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по горизонтальной поверхности	соответствие
1.2.	Размеры: ширина полотна длина полотна количество полотен в комплекте	950 мм 1900 мм 2
1.3.	Материалы: полотно состав покрытия петли захвата	полиэстер 100% силикон кордокапроновая стропа
1.4.	Общие параметры: ширина стропы длина петель ряд петель по длинным сторонам каждого полотна количество петель по длинной стороне полотна общее количество петель на одном полотне	25 мм 180 мм соответствие 7 14
1.5.	Изображение: 	соответствие