

Подкладной круг под копчик из ткани

Техническое задание

Медицинское изделие: Подушка ортопедическая противопрлежневая АльцФикСТМ по ТУ 32.50.22-003-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 27.06.2022 № РЗН 2021/15212.

Коды изделия:

ОКПД2	32.50.22.129
ТН ВЭД	9404908000
Вид медицинского изделия (НКМИ)	185030

Классический подкладной круг от пролежней на копчике, выполненный из хлопковой ткани. Снабжен съемной непромокаемой воздухопроницаемой наволочкой.

Отверстие посередине подкладного круга позволяет разместить пациента так, чтобы проблемный участок кожи (крестец, копчик) не соприкасался с кроватью и находился в "подвешенном состоянии". За счет этого полностью снимается давление с поврежденного участка и нормализуется приток крови к тканям.

1. Подушка (подкладной круг) под копчик на вес до 70 кг:

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для уменьшения постоянного давления на зону крестца, копчика и основания спины в ходе профилактики и лечения пролежней, опрелостей и других заболеваний кожи аналогичного генезиса	соответствие
1.2.	диаметр внешний /не менее/ диаметр внутреннего отверстия /не менее/ высота /не менее/	420 мм 150 мм 50 мм
1.3.	Материал чехла	100% хлопок
1.4.	Съемная наволочка из мембранной (водонепроницаемой, воздухопроницаемой) ткани	100% полиэфир
1.5.	Наполнитель	гранулы пенополистирола диаметром 3-5 мм

2. Подушка (подкладной круг) под копчик на вес 70 – 150 кг:

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для уменьшения постоянного давления на зону крестца, копчика и основания спины в ходе профилактики и лечения пролежней, опрелостей и других заболеваний кожи аналогичного генезиса	соответствие
1.2.	диаметр внешний /не менее/ диаметр внутреннего отверстия /не менее/ высота /не менее/	450 мм 150 мм 60 мм
1.3.	Материал чехла	100% хлопок

1.4.	Съемная наволочка из мембранной (водонепроницаемой, воздухопроницаемой) ткани	100% полиэфир
1.5.	Наполнитель	холлофайбер

