

## Пояс для перемещения пациента

### Техническое задание

Коды изделия:

ОКПД2	13.92.29.190
ТН ВЭД	6307909800

Поддерживающий пояс из мягкой и прочной ткани помогает значительно облегчить процесс перемещения больного и делает его комфортным и безопасным. Пояс очень прост в использовании - достаточно зафиксировать его на талии пациента при помощи липучек и дополнительной стропы с замком-фастексом усиленной разрывной нагрузки (до 100 кг), и, поддерживая за расположенные по окружности пояса продольные и поперечные петли, переместить больного, например, с кровати на кресло.

### 1. Общие параметры изделия

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для помощи в перемещении пациента	соответствие
1.2.	Материал исполнения: внешний слой внутренний слой наполнитель	100% нейлон флис 100% полиэстер синтепон

### 2. Параметры по размерному ряду

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра					
		Размер S артикул af087_s	Размер M артикул af087_m	Размер L артикул af087_l	Размер XL артикул af087_xl	Размер 2XL артикул af087_2xl	Размер 3XL артикул af087_3xl
2.1.	Размеры:						
	длина, мм	1000	1150	1300	1450	1600	1750
	ширина, мм	не менее 150 и не более 170					
	длина свободного конца стропы, мм	450 ± 10%					
	количество поперечных петель захвата	4			5		
2.2.	количество продольных петель захвата	3			4		
	Соответствие параметрам пользователя:						
	обхват талии, мм	600-750	700-900	850-1050	1000-1200	1150-1350	1300-1500
	российский размер одежды	42-46	44-52	48-58	52-64	58-68	64-70

