

Валик позиционный противоположный (поролон)

Техническое задание

Медицинское изделие: Подушка ортопедическая противоположная АльцФикСТМ по ТУ 32.50.22-003-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 27.06.2022 № РЗН 2021/15212.

Реквизиты изделия:

ОКПД2	32.50.22.129
ТН ВЭД	9021 10 1000
КТРУ	
Вид медицинского изделия (НКМИ)	185030

Валик предназначен для правильного позиционирования пациента и придания нужного положения различным частям тела. Размер валика (диаметр 18 см, длина 55 см) позволяет использовать его и под колени и под ноги и вдоль спины пациента.

Валик выполнен из полностью воздухопроницаемых материалов: наполнитель – поролон, защитная непромокаемая наволочка из специальной мембранной дышащей ткани. Благодаря этому при использовании кожа в местах соприкосновения с валиком дышит и можно не опасаться возникновения покраснений, мокнущих участков и других проблем.

Непромокаемая съёмная наволочка из специальной ткани позволяет сохранить медицинский валик в чистоте в течение длительного времени. Достаточно регулярно стирать только саму наволочку, причём стирать можно часто – ткань износостойкая, выдерживает высокие температуры, автоклавируемые и многократные бытовые стирки.

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для позиционирования пациента / отдельных частей тела в нужном положении	соответствие
1.2.	Размер: длина диаметр	550 мм 180 мм
1.3.	Наполнитель – поролон	соответствие
1.4.	Съёмный чехол из мембранной (водонепроницаемой, воздухопроницаемой) ткани	100% полиэфир

